

Otomatik Ayarlanabilir Pipetler



Sipariş No.	Çalışma Aralığı	Hacim Artış Periyodu
BOE 9210002	0,1 - 2,5 μ l	0,05 μ l
BOE 9210010	0,5 - 10 μ l	0,1 μ l
BOE 9210050	5 - 50 μ l	0,5 μ l
BOE 9210100	10 - 100 μ l	1 μ l
BOE 9210220	20 - 200 μ l	1 μ l
BOE 9211100	100 - 1000 μ l	5 μ l
BOE 9215000	1 - 5 ml	50 μ l

- 0.1 μ l ile 5 ml arasında ayarlanabilir 7 farklı model
- ISO 9001 sertifikalı
- Sıvı ile temas eden parçalar otoklav edilebilir
- Otomatik uç atma mekanizması
- Pipetler kalibrasyon ve ayar anahtarı, yağı, performans sertifikası ile teslimat



Sipariş No.	Çalışma Aralığı	Hacim Artış Periyodu
BOE 9410010	0,5 - 10 μ l	0,01 μ l
BOE 9410100	10 - 100 μ l	0,1 μ l
BOE 9410220	20 - 200 μ l	0,2 μ l
BOE 9411100	100 - 1000 μ l	1 μ l
BOE 9415000	500 - 5000 μ l	10 μ l



Boeco - Almanya